

## Ein diskretes Überwachungs und Meldessystem für Senioren.

**Safebed Cloud** wurde für allein lebende und betreut wohnende Senioren entwickelt. Mit unserem System kann man bequem die Ruhephasen, Bewegungen und das Wohlbefinden des Kunden überprüfen. Das System ist Cloud-basiert und mit den gängigsten Smartphones, Tablets und Computerbrowsern verwendbar. Benachrichtigungen werden per SMS versandt.



- Sehr diskret, einfach zu installieren und zu bedienen.
- Überwachung und Sicherheit für allein lebende und betreut wohnende Senioren.
- Benachrichtigungen per SMS.
- Browserbasiert – verwendbar mit Smartphones, Tablets und Computern.
- Markiert Abwesenheit aus dem Bett und überwacht Ruhephasen, Atem und Schlafbewegungen.

## Bewegungsüberwachung in Echtzeit

Das System ist für betreute Wohnanlagen besonders vorteilhaft und berichtet in Echtzeit über das Wohlergehen der Bewohner. Es informiert z.B. darüber, ob sie im Bett bzw. wie lange sie abwesend sind. Die Rangfolge der Liste wird laufend automatisch\* aktualisiert. Je nach Risikofaktor erscheinen zuerst abwesende oder wache Personen, und zuletzt schlafende Personen.

\*Patentiert



Der eingestellte Abwesenheitszeitraum wurde überschritten. Die Abwesenheitsdauer wird unter dem Symbol angezeigt.



Die Person befindet sich nicht im Bett, jedoch wurde der eingestellte Abwesenheitszeitraum noch nicht überschritten. Die Abwesenheitsdauer wird unter dem Symbol angezeigt.





Die Person befindet sich im Bett. Die Zeit im Bett wird unter dem Symbol angezeigt.



## Diskrete Überwachung des Wohlbefindens

Übersichtliche Diagramme spiegeln folgende Monatswerte wider: Veränderungen der Ruhephasen, Abwesenheitsdauer und Frequenz, durchschnittliche Puls und Atemwerte.



Walter hat das Bett zuletzt um 13.31 Uhr verlassen. In den letzten 24 Stunden betrug die Zeit im Bett 10h59 min (-11%). Das Bett wurde insgesamt 7 Mal verlassen (-30%).

Marion ist seit 5 Minuten aus Ihrem Bett abwesend.

Die Nachtzeit hat vor 2 Stunden begonnen, jedoch ist Marion noch nicht zu Bett gegangen.

Marion ist in das Bett zurückgekehrt.

Eine tägliche Zusammenfassung sowie eventuell ungewöhnliche Ereignisse werden automatisch per SMS an ausgewählte Nummern versandt: z.B. Abwesenheit aus dem Bett bzw. ob die Person am Abend nicht zu Bett gegangen oder morgens nicht aufgestanden ist.



Der Monitor wird via WiFi-Netzwerk verbunden.



Der Sensor wird unter die Matratze gelegt und beeinträchtigt somit nicht den Schlaf.